



實驗室廢玻璃清運紀錄表

秤重後之實驗室廢玻璃疊放處

磅秤秤重

◆ 清運時間:每周一上午 11:30前(其他時間請勿放置)。

◆ 清運步驟:

- 步驟1: 將實驗室廢玻璃以紙箱封裝(以封箱膠帶封箱), 並於紙箱外標示實驗室廢玻璃、實驗室名稱、人員姓名、電話等資訊, 送至D200室
- 步驟2: 秤重
- 步驟3: 填寫實驗室廢玻璃清運紀錄表
- 步驟4: 將封箱後的廢玻璃疊放在冷凍櫃與廢液暫存櫃之間